



Bandejas para instrumental de resina melamínica

Bandejas para instrumental de resina melamínica

De resina melamínica. Parte inferior resistente a la esterilización con vapor (121 °C).

Pedir la tapa por separado.



Code	Description	Packaging
LLG09200150	Instrument tray, 350x250x100 mmmelamin,	1 pz.
LLG09200155	Instrument tray, 350x240x40 mmmelamin,	1 pz.
LLG09200160	Instrument tray, 290x160x60 mmmelamin,	1 pz.
LLG09200165	Instrument tray, 290x160x30 mmmelamin,	1 pz.
LLG09200170	Instrument tray, 190x150x40 mmmelamin,	1 pz.
LLG09200177	Instrument tray, 210x110x30 mmmelamin,	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

