

**Frasco para el lavado de ojos, 0,9 % NaCl, estéril****B-SAFETY****Frasco para el lavado de ojos, 0,9 % NaCl, estéril**

- Disponibles frascos de 200 ml (tiempo de lavado aprox. 2 minutos) o 500 ml (tiempo de lavado aprox. 5 minutos)
  - Frasco lavador Duo para ambos ojos 1000ml (tiempo de lavado aprox. 5 minutos)
  - Copa ergonómica ocular - mantiene los ojos abiertos durante la aplicación
  - Solución salina 0,9 %, conforme la salinidad natural ocular
  - Conforme DIN EN 15154-4
  - Estabilidad: 3 años
- Campos de aplicación:
- Empleo móvil
  - Transporte de sustancias peligrosas conforme GGVS
  - Medicina de emergencia
  - Cajas de primeros auxilios
  - Frasco de repuesto para estaciones de lavado de ojos
  - Nuevo: también como frasco lavador de ojos DUO para el lavado simultáneo de ambos ojos



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06240397 | Eye wash-bottle DUOfor 2 eyes, sterile, | 1 pz.     |
| LLG09733793 | Eye-wash bottle 500 mlsingle, 0,9% NaCL | 1 pz.     |
| LLG09733794 | Eye-wash bottle 200 mlsingle, 0,9% NaCL | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

