




## Columnas capilares OPTIMA<sup>®</sup> 1 para la CG

MACHEREY-NAGEL

### Columnas capilares OPTIMA<sup>®</sup> 1 para la CG 100% dimetilpolisiloxano

fase no polar Separación de componentes según el punto de ebullición grosor de película 3 µm, en particular para la analítica de disolventes USP G1/G2/G38. Fases similares: PERMABOND<sup>®</sup> SE30, OV-1, DB-1, SE-30, HP<sup>™</sup>1, SPB<sup>™</sup>1, CP-Sil 5 CB, Rtx-1, 007<sup>™</sup>1, BP1,MDN<sup>™</sup>1, AT-1, ZB-1,OV-101 para columnas con 0,25-0,32 mm DI y grosores de película 3µm la temperatura máxima para el modo de trabajo isotérmico es de 340°C, la temperatura máxima para isothermas cortas en un programa de temperatura es de 360°C para columnas con DI de 0,53 mm y grosores de película 3µm las temperaturas máximas son de 320 o 340°C para columnas con grosores de película 3 µm las temperaturas máximas ascienden a 300 ó 320°C



| Code        | Description                            | Packaging |
|-------------|----------------------------------------|-----------|
| LLG04003149 | Capillary column OPTIMA-1 ID: 0.53 mm, | 1 pz.     |
| LLG04003150 | Capillary column OPTIMA-1 ID: 0.53 mm, | 1 pz.     |
| LLG04003152 | Capillary column OPTIMA-1 ID: 0.53 mm, | 1 pz.     |
| LLG04003153 | Capillary column OPTIMA-1 ID: 0.53 mm, | 1 pz.     |
| LLG04003164 | Capillary column OPTIMA-1 ID: 0.53 mm, | 1 pz.     |
| LLG04003165 | Capillary column OPTIMA-1 ID: 0.53 mm, | 1 pz.     |
| LLG04003265 | Capillary column OPTIMA-1 ID: 0.53 mm, | 1 pz.     |
| LLG04003266 | Capillary column OPTIMA-1 ID: 0.53 mm, | 1 pz.     |
| LLG04003267 | Capillary column OPTIMA-1 ID: 0.53 mm, | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5ª Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

