

Columnas capilares OPTIMA[®] 1 MS Accent para GC

MACHEREY-NAGEL

Columnas capilares OPTIMA[®] 1 MS Accent para GC
100% dimetilpolisiloxano

fase no polar con sangrado ultra-mínimo, ideal para detectores MS ion-trap y cuadrupol


sensibilidad elevada debido a un nivel de señal de ruido mínimo

perfecta inactividad para compuestos básicos

lavado de solventes para la eliminación de impurezas aplicable a todo tipo de aplicaciones: fase para análisis ambientales, análisis de trazas, métodos EPA, pesticidas, PCB, análisis de alimentos y fármacos

fases similares: Ultra-1, DB-1, MS, HP-1, MS, Rtx-1, MS, Equity[™]1, AT-1 MS, VF-1 MS, CP-Sil 5 CB MS

temperatura máxima para funcionamiento isotérmico 340°C, máx. temperatura para isoterma corta en un programa de temperatura 360°C



Code	Description	Packaging
LLG04002998	Capillary column OPTIMA 1-MS Accent ID:	1 pz.
LLG04003001	Capillary column OPTIMA 1-MS Accent ID:	1 pz.
LLG04003003	Capillary column OPTIMA 1-MS Accent ID:	1 pz.
LLG04003005	Capillary column OPTIMA 1-MS Accent ID:	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

