

**Precolumnas para columnas NUCLEOGEL[®] SUGAR 810 Ca**

Resinas sulfonadas de poliestireno/divinilbenceno en diferentes formas iónicas

Amplio campo de aplicación

El mecanismo de separación incluye la exclusión iónica, el intercambio iónico, la exclusión de tamaño, el intercambio de ligandos, así como la cromatografía NP y RP

Forma H⁺ : separación de azúcares, alcoholes de azúcar y ácidos orgánicos -

USP L17 - eluyente en columna de 0.01 N H₂SO₄

Forma Ca²⁺ : separación de mono-, di- y oligosacáridos - USP L19

Eluyente en la columna agua



Code	Description	Packaging
LLG04002275	ChromCart HPLC guard columns CC 30/4N/2	2 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

