

**Precolumnas para columnas NUCLEOGEL<sup>®</sup> SUGAR 810 Ca**

Resinas sulfonadas de poliestireno/divinilbenceno en diferentes formas iónicas

Amplio campo de aplicación

El mecanismo de separación incluye la exclusión iónica, el intercambio iónico, la exclusión de tamaño, el intercambio de ligandos, así como la cromatografía NP y RP

Forma H<sup>+</sup> : separación de azúcares, alcoholes de azúcar y ácidos orgánicos - USP L17 -  
eluyente en columna de 0.01 N H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>

Forma Ca<sup>2+</sup> : separación de mono-, di- y oligosacáridos - USP L19  
Eluyente en la columna agua



Code	Description	Packaging
LLG04002275	ChromCart HPLC guard columns CC 30/4N/2	2 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

