


**CHROMABOND[®] NH₂/C₁₈****MACHERY-NAGEL****CHROMABOND[®] NH₂/C₁₈****Fase de combinación para análisis SPE de PAH de agua que contenga ácido húmico**

Fase especial de combinación: fase de amino-propil para eliminar ácidos húmicos que interfieren, fase de octadecilo para enriquecimiento de PAH.

Aplicaciones recomendadas: PAH de agua que contenga ácidos húmicos.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

