

**CHROMABOND[®] SA/SiOH****MACHERY-NAGEL****CHROMABOND[®] SA/SiOH****Fase de combinación para análisis de SPE de PCB**

Fase de combinación especial:

SA: intercambiador de cationes altamente ácido basado en sílice con tratamiento de ácido bencensulfónico.**SiOH:** sílice sin tratar para eliminar compuestos polares.

Aplicaciones recomendadas: extracción de PCB de aceites residuales (extracto de hexano).





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

