



Ducha lavaojos manual

B-Safety GmbH

Ducha lavaojos manual

Dos aplicaciones en una. La manguera puede ser usada como un lavaojos fijo cuando se coloca en la montura. Esto permite a la persona herida usar ambas manos para mantener los ojos abiertos. La manguera también puede ser retirada de la montura para que otras partes del cuerpo y pacientes reclinados puedan ser tratados.

- Para el montaje en la pared y en la mesa
 - Se incluye un soporte de pared o de mesa
 - Según la norma DIN 1988 y DIN EN 1717
 - De acuerdo con la norma DIN EN 15154-2:2006 y ANSI Z358.1-2014
 - DIN-DVGW probada y certificada
 - Se incluye la etiqueta de certificación DIN
 - Los cabezales de pulverización aseguran una amplia distribución del agua, de modo que las áreas alrededor de los ojos también están cubiertas y por lo tanto la posición exacta de los ojos no es crítica
 - Los grandes agujeros en los rociadores protegen contra la cal. Las cabezas de los rociadores pueden ser removidas para su limpieza
 - Las cubiertas de goma en las boquillas ayudan a prevenir lesiones accidentales
 - Válvula de autocierre con funcionamiento de palanca de apriete
 - Las tapas de polvo livianas se caen automáticamente al operar
 - El regulador de chorro integral mantiene el chorro de agua constante, independiente de la presión del agua.
 - La válvula antirretorno incorporada evita cualquier reflujo de agua contaminada
- Altura de la ducha: 250 mm
Longitud de el tubo: 1500 mm
Conexión: Tuerca de 1/2"
Caudal de salida: 7 litros/min por cabezal, regulado
Conector de entrada: M 28 x 80 mm



Code	Description	Packaging
LLG09733778	Hand-operated eye showers,one head,slop	1 pz.
LLG09733779	Hand-operated eye showers,two heads,slo	1 pz.
LLG09733786	Hand-operated eye showers,one head,vert	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

