

**Centrisart Ι, unidades de filtración para centrífuga****Sartorius****Centrisart I, unidades de filtración para centrífuga**

Centrisart I es una unidad lista para usar en ultrafiltración centrífuga de pequeños volúmenes para separar proteínas de sustancias de bajo peso molecular en muestras biológicas.

Se utiliza en:

- estudios de droga
- determinación de metabolitos en suero
- eliminación de proteínas de muestras de sangre
- limpieza de liposomas
- eliminación de virus



Code	Description	Packaging
LLG09054671	Centrisart,centrifuge tubes,cap. 2.5/12	12 pz.
LLG09054672	Centrisart,centrifuge tubes,cap. 2.5/12	12 pz.
LLG09054673	Centrisart,centrifuge tubes,cap. 2.5/12	12 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

