

**Centrisart & lota;, unidades de filtración para centrífuga****Sartorius****Centrisart I, unidades de filtración para centrífuga**

Centrisart I es una unidad lista para usar en ultrafiltración centrífuga de pequeños volúmenes para separar proteínas de sustancias de bajo peso molecular en muestras biológicas.

Se utiliza en:

- estudios de droga
- determinación de metabolitos en suero
- eliminación de proteínas de muestras de sangre
- limpieza de liposomas
- eliminación de virus



Code	Description	Packaging
LLG09054671	Centrisart,centrifuge tubes,cap. 2.5/12	12 pz.
LLG09054672	Centrisart,centrifuge tubes,cap. 2.5/12	12 pz.
LLG09054673	Centrisart,centrifuge tubes,cap. 2.5/12	12 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

