

**Accesorios para los digestores rápidos de muestras Kjeldahl****Behr****Accesorios para los digestores rápidos de muestras Kjeldahl**

Los recipientes de digestión estándar behrotest® tienen dimensiones estándar. Eso significa que encajan en las unidades de digestión y destilación de la mayoría de las marcas. Por supuesto, también significa que los recipientes de digestión estándar de la mayoría de las marcas pueden ser utilizados con las unidades de destilación behr.



| Code        | Description                                                        | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09843750 | Round bottom vessel w/o NS SR 4100ml fo                            | 1 pz.     |
| LLG09843751 | Round bottom vessel SR 5500ml for K8 B                             | 1 pz.     |
| LLG09843752 | "Catalyst tablets KT 3(3,5 g K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ;/ 100 | 1000 pz.  |
| LLG09843753 | Anti-Foam-Tablets AFSpack of 1000/ 1000                            | 1000 pz.  |
| LLG09843754 | Weighing paper WPblock of 100 sheets                               | 250 pz.   |
| LLG09843766 | Round bottom-exposure jar SR 3 iwithout                            | 1 pz.     |
| LLG09843767 | "Catalyst-tablets KT 1(5,0 g K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ; 0,5  | 1000 pz.  |
| LLG09843773 | Catalyst tablets KT 2pack of 1000/ 1000                            | 1000 pz.  |
| LLG09843775 | Round bottom-exposure jar KJ 500500 ml,                            | 1 pz.     |
| LLG09843776 | Round bottom-exposure jar KJ 750750ml,                             | 1 pz.     |
| LLG09843969 | Catalyst tablets KT 4 (3,5 g K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> /1000  | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6ª Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

