

**Accesorios para los digestores rápidos de muestras Kjeldahl****Behr****Accesorios para los digestores rápidos de muestras Kjeldahl**

Los recipientes de digestión estándar behrotest® tienen dimensiones estándar. Eso significa que encajan en las unidades de digestión y destilación de la mayoría de las marcas. Por supuesto, también significa que los recipientes de digestión estándar de la mayoría de las marcas pueden ser utilizados con las unidades de destilación behr.



Code	Description	Packaging
LLG09843750	Round bottom vessel w/o NS SR 4100ml fo	1 pz.
LLG09843751	Round bottom vessel SR 5500ml for K8 B	1 pz.
LLG09843752	"Catalyst tablets KT 3(3,5 g K ₂ SO ₄ ;/ 100	1000 pz.
LLG09843753	Anti-Foam-Tablets AFSpack of 1000/ 1000	1000 pz.
LLG09843754	Weighing paper WPblock of 100 sheets	250 pz.
LLG09843766	Round bottom-exposure jar SR 3 iwithout	1 pz.
LLG09843767	"Catalyst-tablets KT 1(5,0 g K ₂ SO ₄ ; 0,5	1000 pz.
LLG09843773	Catalyst tablets KT 2pack of 1000/ 1000	1000 pz.
LLG09843775	Round bottom-exposure jar KJ 500500 ml,	1 pz.
LLG09843776	Round bottom-exposure jar KJ 750750ml,	1 pz.
LLG09843969	Catalyst tablets KT 4 (3,5 g K ₂ SO ₄ /1000	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

