




Fascos para la determinación de oxígeno disuelto, patrón de Winkler

Fascos para la determinación de oxígeno disuelto, patrón de Winkler

Patrón de Winkler. Vidrio sodocálcico.

Para la determinación del oxígeno disuelto en el agua. La capacidad medida se especifica en $\pm 0,01$ ml. Con área de etiquetado blanco. Tapón de vidrio sólido, biselado, asegurado con un clip de resorte accesorio. Cada botella se ajusta al tapón correspondiente. Por lo tanto, los tapones y las botellas no son intercambiables. Cada botella y su tapón están marcados con un número de identificación único y coincidente.



Code	Description	Packaging
LLG09304038	Oxygen bottle,cap. 100-150 mlWinkler ty	1 pz.
LLG09304048	Oxygen bottle,cap. 250-300 mlWinkler ty	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

