

**Cápsula de evaporación PFA, con tapa a presión, PE****VITLAB GmbH****Cápsula de evaporación PFA, con tapa a presión, PE**

Con tapa a presión, PE. Para evitar contaminación en la preparación de muestras. En el centro del fondo se encuentra un ahondamiento cónico, gracias al cual bastan cantidades pequeñas de disolvente para la absorción de las muestras evaporadas.



Code	Description	Packaging
LLG07009214	Evaporating basin 25 ml, PFA/1	1 pz.
LLG07009215	Evaporating basin 50 ml, PFA/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

