


**Tubos de ensayo, Durham, vidrio sodocálcico****Marienfeld****Tubos de ensayo, Durham, vidrio sodocálcico**

Tubos Durham utilizados principalmente en microbiología para detectar el gas producido por los microorganismos. Estos tubos especiales se colocan boca abajo en tubos de ensayo más grandes.

- Fabricados a base de vidrio sodocálcico
- Con borde recto y fondo redondo
- Sin graduación



Code	Description	Packaging
LLG06266183	Durham tubes 35x6mm without rim, so/250	250 pz.
LLG06266184	Durham tubes 50x6mm without rim, so/350	350 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

