

**Autoclaves de sobremesa series HMT FA/MA y -MB****HMC-EUROPE****Autoclaves de sobremesa series HMT FA/MA y -MB****HMT 230/260 FA - para tareas estándar:**

- Certificado de acuerdo con la regulación 93/42/EEC
- Disponible en 2 tamaños con un volumen de 16 o 24 litros
- 9 programas de esterilización, totalmente automáticos: 121 °C artículos sólidos envueltos / sin envolver; con o sin secado, 135 °C artículos sólidos envueltos / sin envolver; con o sin secado, Programa de líquidos: 121 °C, 40 min.
- Controlado por un microprocesador
- Pantalla digital simple
- Tanque de agua
- Protección electromecánica contra el sobrecalentamiento
- Válvula de seguridad
- Cerradura mecánica de la puerta dependiente de la presión
- Botón de reinicio/emergencia
- Fácil mantenimiento

**HMT 230/260/300 MA - versátil autoclave de mesa:**

- Certificado de acuerdo con la regulación 93/42/EEC
- Disponible en 3 tamaños con un volumen de 16, 24 o 40 litros
- Potente bomba de vacío integrada, una característica esencial para la esterilización de tubos y componentes huecos
- 7 programas de esterilización, totalmente automáticos: 121 °C envuelto / sin envolver (vacío), 134 °C envuelto / sin envolver (vacío), programas de líquidos y priones, prueba de Bowie-Dick
- Controlado por un microprocesador
- Indicador de progreso
- Tanque de agua interno
- Protección electromecánica contra el sobrecalentamiento
- Protección electrónica de sobrepresión
- Válvula de seguridad de presión
- Cerradura mecánica de la puerta dependiente de la presión
- Botón de reinicio/emergencia
- Fácil mantenimiento

**HMT 260/300 MB - autoclave de mesa de primera calidad:**

- Certificado de acuerdo con la regulación 93/42/EEC
- Disponible en 2 tamaños con un volumen de 24 o 40 litros
- Potente bomba de vacío integrada, una característica esencial para la esterilización de tubos y componentes huecos
- 5 programas de esterilización, totalmente automáticos: Esterilización de artículos envueltos: 121 °C - 30 min.; 134 °C - 15 min., Esterilización de artículos sin envolver: 121 °C - 15 min.; 134 °C - 4 min., Selección de temperatura individual de 105° a 135 °C, Programa de priones preestablecido
- 3 programas de prueba: prueba de fuga, prueba de hélice, prueba de Bowie-Dick
- Controlado por un microprocesador



- Fácil manejo con una pantalla LCD
- Documentación / almacenamiento de datos a través de la tarjeta SD y la impresora
- Programa de secado, 1- 60 minutos
- Tanque de agua de 4 litros, para ser llenado manual o automáticamente (agua purificada)
- Diversas características de seguridad, por ejemplo, la válvula de seguridad o la cerradura de la puerta dependiente de la presión
- Con un diseño moderno, de fácil mantenimiento

Code	Description	Packaging
LLG04655160	Autoclave 230 MA tabletop unit chamber	1 pz.
LLG04655162	Autoclave HMT 260 MA tabletop unit cham	1 pz.
LLG04655164	Autoclave HMT 300 MA tabletop unit cham	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG04655166	Autoclave HMT 260 MB tabletop unit B-CI	1 pz.
LLG06237578	Autoclave 230 FA tabletop unit chamber	1 pz.
LLG06287544	Autoclave HMT 300 MB B-Class tabletop/1	1 pz.
LLG07980101	Autoclave HMT 260 FA tabletop unit cham	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

