

**Sistemas de cierre Matrix™ SepraSeal**

Las esteras de sellado Matrixä SepraSeal son adecuadas para sellar de forma segura los tubos de muestra con o sin código 2D. Para acceder a la muestra, las tapas pueden ser retiradas con la práctica herramienta para retirarlas (código 6.254 390, pedir por separado) o perforadas una vez. Las versiones precortadas son adecuadas para perforaciones múltiples. La función de autosellado del elastómero precortado mantiene la integridad de la muestra.

-Para el almacenamiento hasta -20 °C

-Es posible el cierre individual o el cierre de 96 tubos de muestra simultáneamente

-Buena resistencia química

-Baja tasa de evaporación

Con la estera de sellado DuraSeal Matrixä (código 4.658 312), los tubos de muestra se sellan permanentemente. La estera de sellado está pre-cortada para el acceso a la muestra y tiene un diseño en forma de V. El elastómero especial asegura que se mantenga la integridad de la muestra. Adecuada para el almacenamiento de muestras hasta -80 °C.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG04658300 | SepraSeal closure mats pierceable, /960 | 960 pz. |
| LLG04658312 | DuraSeal closure mats pierceable, n/500 | 500 pz. |
| LLG04658359 | SepraSeal closure mats pierceable, /960 | 960 pz. |
| LLG04658360 | SepraSeal closure mats pierceable, /960 | 960 pz. |
| LLG04658361 | SepraSeal closure mats pierceable, /960 | 960 pz. |
| LLG04658362 | SepraSeal closure mats pierceable, /960 | 960 pz. |
| LLG04658363 | SepraSeal closure mats pierceable, /960 | 960 pz. |
| LLG04658364 | SepraSeal closure mats pierceable, /960 | 960 pz. |
| LLG04658365 | SepraSeal closure mats pierceable, /960 | 960 pz. |
| LLG04658366 | SepraSeal closure mats pierceable, /960 | 960 pz. |
| LLG04658367 | SepraSeal closure mats pierceable, /960 | 960 pz. |
| LLG04658368 | SepraSeal closure mats pierceable, /960 | 960 pz. |
| LLG04658369 | SepraSeal closure mats pierceable, /960 | 960 pz. |
| LLG04658370 | SepraSeal closure mats pierceable, /960 | 960 pz. |
| LLG04658371 | SepraSeal closure mats Pre-Split pi/960 | 960 pz. |
| LLG04658374 | SepraSeal closure mats Pre-Split pi/960 | 960 pz. |
| LLG04658375 | SepraSeal closure mats Pre-Split pi/960 | 960 pz. |
| LLG04658376 | SepraSeal closure mats Pre-Split pi/960 | 960 pz. |
| LLG04658377 | SepraSeal closure mats Pre-Split pi/960 | 960 pz. |
| LLG04658378 | SepraSeal closure mats Pre-Split pi/960 | 960 pz. |



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG04658379 | SepraSeal closure mats Pre-Split pi/960 | 960 pz. |
| LLG04658380 | SepraSeal closure mats Pre-Split pi/960 | 960 pz. |
| LLG06251983 | SepraSeal closure mats pierceable, /960 | 10 pz. |
| LLG06253949 | SepraSeal closure mats Pre-Split pi/960 | 960 pz. |
| LLG06253979 | SepraSeal closure mats Pre-Split pi/960 | 960 pz. |
| LLG06253980 | SepraSeal closure mats Pre-Split pi/960 | 960 pz. |
| LLG06253981 | SepraSeal closure mats Pre-Split pi/960 | 960 pz. |
| LLG06253982 | SepraSeal closure mats Pre-Split pi/960 | 960 pz. |
| LLG06254390 | SepraSeal cap removal tool/1 | 1 pz. |
| LLG06254687 | SepraSeal closure mats Pre-Split pi/960 | 960 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

