

**Cabezales de dispersión para T25 basic Ultra-Turrax[®]****IKA****Cabezales de dispersión para T25 basic Ultra-Turrax[®]**

Cabezales de dispersión, plástico: autoclavables. Cabezales de dispersión, acero inoxidable: Emulsiones de finura final de 1 a 10 µm y suspensiones de 5 a 50 µm, esterilizables por todos los métodos. Las herramientas ST se recomiendan para su uso con tejidos y otros materiales fibrosos.



Code	Description	Packaging
LLG04653931	Dispersing element S 25 - KR - 18 G , Ø	1 pz.
LLG04653932	Dispersing element S 25 - KR - 25 G , Ø	1 pz.
LLG04653933	Dispersing element S 25 - KR - 18 G - S	1 pz.
LLG04653934	Dispersing element S 25 - KR - 25 G - S	1 pz.
LLG04653935	Dispersing element S 25 - KR - 25 F , Ø	1 pz.
LLG09570859	Dispersing element S 25 D-10 G-KSpl/12	10 pz.
LLG09570861	Dispersing element S 25 D-14 G-KSpl/12	10 pz.
LLG09571098	S 25 N - 8 G dispersing toolfor T 25 di	1 pz.
LLG09571119	S 25 N - 18 G Dispersingelement for T 2	1 pz.
LLG09571198	S 25 KV - 25 G DISPERSINGTOOL for T 25	1 pz.
LLG09571199	S 25 KV - 25 F Dispersingelement for T	1 pz.
LLG09571200	S 25 N - 25 G dispersing toolfor T 25 d	1 pz.
LLG09571201	S 25 N - 25 F dispersing toolfor T 25 d	1 pz.
LLG09571207	S 25 N - 10 G dispersing toolfor T 25 d	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

