

**Papel para blotting****Hahnemühle****Papel para blotting**

Recomendado para técnicas de transferencia con geles, como Southern, Northern y Western blots, incluso blots semisecos de proteínas.

- Hecho de fibras de algodón ultrapuras y celulosa, completamente sin aditivos para asegurar que no haya contaminación durante los pasos de transferencia.
- Probado específicamente para las técnicas cromatográficas y de blotting para asegurar acciones capilares altas y uniformes
- Alta resistencia a la humedad para un manejo seguro

**Otros tamaños disponibles bajo pedido.**



Code	Description	Packaging
LLG04006154	Blotting paper 460x570 mm0.4 mm thick,	100 pz.
LLG04006155	Blotting paper 580x600 mm0.4 mm thick,	100 pz.
LLG04006156	Blotting paper 580x600 mm0.8 mm thick,	50 pz.
LLG04006157	Blotting paper 580x600 mm1.2 mm thick,	25 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

