



Tamizadoras analíticas AS 200 basic/digit/control, AS 300 control, AS 450 basic, AS 450 control

Tamizadoras analíticas AS 200 basic/digit/control, AS 300 control, AS 450 basic, AS 450 control

Las tamizadoras se utilizan en la investigación y el desarrollo, el control de calidad de las materias primas, los productos intermedios y acabados, así como en control de la producción.

- Tamizado con efecto 3D
- Para el tamizado húmedo y seco
- Tiempos cortos de tamizado
- Bajo nivel de ruido, sin mantenimiento

Pedir el dispositivo de sujeción, los tamices de prueba y la bandeja de recogida por separado.

AS 200 basic: modelo básico de precio favorable.

AS 200 digit cA: potente modelo de confort con teclado táctil, pantalla digital, cribado a intervalos.

AS 200 control: como la AS 200 digit, pero controlada por microprocesador, con intervalos de libre elección y ajuste digital de la amplitud de vibración. Se puede calibrar y, por primera vez, permite resultados de tamizado 100% reproducibles en todo el mundo, incluso si se utilizan diferentes instrumentos. La AS 200 control dispone de una interfaz integrada para el software de evaluación EasySieve®. Al mismo tiempo, también ofrece todos los requisitos para el control de materiales de ensayo según la norma ISO 9000.

AS 300 control: como la AS 200 control; también adecuada para tamices de hasta 315 mm de diámetro y para cargas mayores.

AS 450 basic: modelo básico económico para cribar hasta 15 kg de material.

AS 450 control: con tecnología CET, es la primera tamizadora que funciona con un movimiento de tamizado tridimensional


Especificaciones

número máximo de fracciones (dependiendo de la altura del tamiz):

AS 200, AS 300:

AS 450 basic: 9/17

11/7



Movimiento de la muestra: orbital con vibración

Altura de la torre tamizadora:

AS 200, AS 300:

AS 450 basic: hasta aprox 510 mm

hasta aprox 830 mm

Carga máxima/cantidad de la muestra:

AS 200:

AS 300:

AS 450 basic: 3 kg

6 kg

15 kg

Temporizador:

AS 200, AS 300, AS 450: digital

Code	Description	Packaging
LLG06282597	Tamiseuse AS 200 Basic	1 pz.
LLG06282666	Vibration screening device AS 200 digit	1 pz.
LLG06282965	Tamiseuse AS 200 Control	1 pz.
LLG06283846	Tamiseuse AS 300 Control	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09739277	Sieve shaker AS 450230 V, 50/60 Hz	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

