



Tamizadoras analíticas AS 200 basic/digit/control, AS 300 control, AS 450 basic, AS 450 control

### Tamizadoras analíticas AS 200 basic/digit/control, AS 300 control, AS 450 basic, AS 450 control

Las tamizadoras se utilizan en la investigación y el desarrollo, el control de calidad de las materias primas, los productos intermedios y acabados, así como en control de la producción.

- Tamizado con efecto 3D
- Para el tamizado húmedo y seco
- Tiempos cortos de tamizado
- Bajo nivel de ruido, sin mantenimiento

**Pedir el dispositivo de sujeción, los tamices de prueba y la bandeja de recogida por separado.**

**AS 200 basic:** modelo básico de precio favorable.

**AS 200 digit cA:** potente modelo de confort con teclado táctil, pantalla digital, cribado a intervalos.

**AS 200 control:** como la AS 200 digit, pero controlada por microprocesador, con intervalos de libre elección y ajuste digital de la amplitud de vibración. Se puede calibrar y, por primera vez, permite resultados de tamizado 100% reproducibles en todo el mundo, incluso si se utilizan diferentes instrumentos. La AS 200 control dispone de una interfaz integrada para el software de evaluación EasySieve®. Al mismo tiempo, también ofrece todos los requisitos para el control de materiales de ensayo según la norma ISO 9000.

**AS 300 control:** como la AS 200 control; también adecuada para tamices de hasta 315 mm de diámetro y para cargas mayores.

**AS 450 basic:** modelo básico económico para cribar hasta 15 kg de material.

**AS 450 control:** con tecnología CET, es la primera tamizadora que funciona con un movimiento de tamizado tridimensional


#### Especificaciones

**número máximo de fracciones (dependiendo de la altura del tamiz):**

**AS 200, AS 300:**

**AS 450 basic: 9/17**

**11/7**



**Movimiento de la muestra: orbital con vibración**

**Altura de la torre tamizadora:**

**AS 200, AS 300:**

**AS 450 basic: hasta aprox 510 mm**

**hasta aprox 830 mm**

**Carga máxima/cantidad de la muestra:**

**AS 200:**

**AS 300:**

**AS 450 basic: 3 kg**

**6 kg**

**15 kg**

**Temporizador:**

**AS 200, AS 300, AS 450: digital**

<b>Code</b>	<b>Description</b>	<b>Packaging</b>
LLG06282597	Tamiseuse AS 200 Basic	1 pz.
LLG06282666	Vibration screening device AS 200 digit	1 pz.
LLG06282965	Tamiseuse AS 200 Control	1 pz.
LLG06283846	Tamiseuse AS 300 Control	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09739277	Sieve shaker AS 450230 V, 50/60 Hz	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

