



## Cámara de separación H

biostep (Desaga)

### Cámara de separación H

Las cámaras de separación H hacen un uso óptimo de las ventajas de la capa de gel HPTLC. Pequeño tamaño de partículas de 5 $\mu$ m, tamaño y distribución de poros rigurosamente controlados, y más bases teóricas. Excelente relación calidad-precio y puede suministrarse para ahorrar tiempo y costes en formato de placa de 50mm x 50mm o en el tradicional formato de 100mm x 100mm. Se consiguen separaciones óptimas incluso en las series más cortas.



Code	Description	Packaging
LLG09023150	H-separating chamber,50 x 50 mm	1 pz.
LLG09023160	H separation chamberfor 100x100 mm DC-p	1 pz.
LLG09023955	Frit rods,length 50 mm,pack of 5/5	5 pz.
LLG09023957	Cover plate 100x100 mmfor H separation	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

