




Tubos de muestra RPE, vidrio de cuarzo

Tubos de muestra RPE, vidrio de cuarzo

Estos tubos de RPE se fabrican con vidrio de cuarzo de alta calidad con sólo una pequeña cantidad de elementos paramagnéticos. Los tubos se entregan individualmente empaquetados y sellados en una lámina de plástico.



Code	Description	Packaging
LLG06285950	EPR Sample tubes OD 2.95mm length 25/10	10 pz.
LLG06285951	EPR Sample tubes OD 3.95mm length 25/10	10 pz.
LLG06285952	EPR Sample tubes OD 4.95mm length 25/10	10 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

