

**Extracción semi-automática de fibra en crudo, behrotest<sup>®</sup> CF 2+2 y CF 6****Extracción semi-automática de fibra en crudo, behrotest<sup>®</sup> CF 2+2 y CF 6**

Ideal para:

- Determinación de la fibra cruda total (parte del análisis Weender de la alimentación animal como se realizó en Europa)
  - Determinación de la fibra neutra del detergente y de la fibra ácida del detergente (NDF y ADF de acuerdo a Van Soest)
  - Determinación de la lignina ácida en detergente (ADL de acuerdo a Van Soest)
  - Determinación de diferentes fracciones de fibras (celulosa, hemicelulosa y pectina) con las unidades de extracción semi-automáticas de behrotest<sup>®</sup> se simplifica el día a día en el laboratorio:
  - Fácil de usar
  - En la pantalla aparecen los pasos que el usuario ha de seguir, por lo que el analista es guiado durante todo el procedimiento
- Para una seguridad analítica óptima dispone del método Behr ABP ( "reconocer antes de continuar"). Es posible el funcionamiento manual de las bombas de aire y de aspiración.



Code	Description	Packaging
LLG06286380	Behrotest® semi-automatic crude fibre/1	1 pz.
LLG06286381	Behrotest® semi-automatic crude fibre/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

