

**Extracción semi-automática de fibra en crudo, behrotest<sup>®</sup> CF 2+2 y CF 6****Extracción semi-automática de fibra en crudo, behrotest<sup>®</sup> CF 2+2 y CF 6**

Ideal para:

- Determinación de la fibra cruda total (parte del análisis Weender de la alimentación animal como se realizó en Europa)
- Determinación de la fibra neutra del detergente y de la fibra ácida del detergente (NDF y ADF de acuerdo a Van Soest)
- Determinación de la lignina ácida en detergente (ADL de acuerdo a Van Soest)
- Determinación de diferentes fracciones de fibras (celulosa, hemicelulosa y pectina) con las unidades de extracción semi-automáticas de behrotest<sup>®</sup> se simplifica el día a día en el laboratorio:
- Fácil de usar
- En la pantalla aparecen los pasos que el usuario ha de seguir, por lo que el analista es guiado durante todo el procedimiento

Para una seguridad analítica óptima dispone del método Behr ABP ("reconocer antes de continuar"). Es posible el funcionamiento manual de las bombas de aire y de aspiración.



Code	Description	Packaging
LLG06286380	Behrotest® semi-automatic crude fibre/1	1 pz.
LLG06286381	Behrotest® semi-automatic crude fibre/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

