



Soluciones tampón de pH en ampollas, técnicas

Soluciones tampón de pH en ampollas, técnicas

Para la calibración en la medición del pH. Las soluciones tampón en las ampollas de dos extremos ofrecen un alto grado de fiabilidad y precisión de medición.

- Esterilizadas con vapor caliente, vida útil muy larga
- Sin conservantes
- Con certificado del fabricante
- Ampollas de 20 ml con aprox. 17 ml de contenido



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09041081 | Buffer solutions,set of 3x20 ampoules o | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

