

**Electrodos selectivos de iones y sensibles al gas**

Mettler-Toledo Online

Electrodos selectivos de iones y sensibles al gas

Para determinar la concentración de iones concretos en soluciones acuosas. Gracias a su fácil aplicación y a que precisan de muy pocos accesorios, estos electrodos ofrecen ventajas frente a otros métodos analíticos químicos e instrumentales. Los electrodos selectivos de iones deben combinarse con un electrodo de referencia apropiado (InLab® Reference, ref. 9.041 590). Con cabezal roscable S7.



Code	Description	Packaging
LLG09041730	Elettrodo Calcio Mettler Toledo DX240	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

