

**Espectroscopios de mano**

Manejable y preciso. Dispersión del ángulo C-F: 7° . Dispersión lineal: 60 mm
(prisma de visión directa del tipo Amici)

Ideal para demostraciones en colegios y para:

- la observación de espectros de emisión y absorción
- el control de espectros de longitud de onda de lámparas de descarga gaseosa



Code	Description	Packaging
LLG09841501	Hand spectroscope 1501with adjustable s	1 pz.
LLG09841504	Hand spectroscope, with additionalwavel	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

