



## Homogeneizador POTTER-ELVEHJEM con pistilo de vidrio

### Homogeneizador POTTER-ELVEHJEM con pistilo de vidrio

Todo de vidrio. El pistilo puede funcionar con motor. La distancia entre el pistilo y el mortero es de 0,1 a 0,15 mm. Se suministran repuestos, todos intercambiables.



Code	Description	Packaging
LLG09651674	Homogenizer with flass pestleGr. 19,1ml	1 pz
LLG09651675	POTTER-ELVEHJ. homogenizerswith pestle,	1 pz
LLG09651676	POTTER-ELVEHJ. homogenizerswith pestle,	1 pz
LLG09651677	Potter-elveh jem homogenizers17ml, size	1 pz
LLG09651678	Potter-eleveh jem homogenizers45ml, siz	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

