



Homogeneizador POTTER-ELVEHJEM con pistilo de vidrio

Homogeneizador POTTER-ELVEHJEM con pistilo de vidrio

Todo de vidrio. El pistilo puede funcionar con motor. La distancia entre el pistilo y el mortero es de 0,1 a 0,15 mm. Se suministran repuestos, todos intercambiables.



Code	Description	Packaging
LLG09651674	Homogenizer with glass pestleGr. 19,1ml	1 pz
LLG09651675	POTTER-ELVEHJ. homogenizerswith pestle,	1 pz
LLG09651676	POTTER-ELVEHJ. homogenizerswith pestle,	1 pz
LLG09651677	Potter-elveh jem homogenizers17ml, size	1 pz
LLG09651678	Potter-eleveh jem homogenizers45ml, siz	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

