

**Bombas de diafragma, aluminio****VACUUBRAND****Bombas de diafragma, aluminio**

- Mejoran el rendimiento, aumentan la velocidad de bombeo (hasta 16 m / h) y aumentan el vacío final (hasta 0,5 mbar) en aplicaciones donde se utilizan gases no agresivos, tanto en el laboratorio como en procesos industriales
- Tasa muy baja de fugas debido a las conexiones herméticas de los tubos, ofreciendo un mayor rendimiento - incluso después de usarla durante muchos años. Ideales para aplicaciones analíticas
- Válvulas con una vida útil larga y con un diafragma grande: de FPM altamente flexible, con diafragmas de tejido reforzados dobles para mejorar la estabilidad a largo plazo
- Funcionamiento silencioso y con una vibración ultra baja debido a la unidad compacta del motor patentado. Ideales como componente añadido para equipos analíticos sensibles
- Gracias a las superficies lisas hacen que sean fáciles de limpiar. Solución robusta para numerosas aplicaciones en entornos industriales

El diseño de VARIO® permite controlar el vacío mediante la adaptación precisa y continua de la velocidad del motor de la bomba de diafragma, incluida tanto en la bomba como en el controlador de vacío VACUU-SELECT.

Especificaciones**Entrada de vacío****Boquilla de tubo de 10 mm: ME4NT, ME4RNT, ME8NT, MZ2NT****KF DN 16: MZ2DNT, MD4NT, MV2NT****Salida de presión****Silenciador: ME4NT, MZ2NT, MZ2DNT, MD4NT, MV2NT****Silenciadores gemelos: ME8NT****Boquilla de tubo: ME4RNT**

Code	Description	Packaging
LLG09880883	Diaphragm pump ME 4 NTone-stage, 230 V~	1 pz.
LLG09880884	Diaphragm pump ME 4R NTone-stage, 230 V	1 pz.
LLG09880885	Diaphragm pump ME 8 NTone-stage, 230 V~	1 pz.
LLG09880886	Diaphragm pump ME 8 NTone-stage, 230 V~	1 pz.
LLG09880887	Diaphragm pump MZ 2 NTtwo-stage, 230 V~	1 pz.
LLG09880888	Diaphragm pump MZ 2 NTtwo-stage, 230 V~	1 pz.
LLG09880889	Diaphragm pump MZ 2D NTtwo-stage, 230 V	1 pz.
LLG09880890	Diaphragm pump MD 4 NTthree-stage, 230	1 pz.
LLG09880891	Diaphragm pump MD 4 NTthree-stage, 230	1 pz.
LLG09880892	Diaphragm pump MV 2 NTfour-stage, 230 V	1 pz.
LLG09880893	Diaphragm pump MV 2 NTfour-stage, 230 V	1 pz.
LLG09880940	Membrane pump ME 2 NT230 V~ 50-60 Hzwit	1 pz.
LLG09880949	Membrane pump MD 12 NTthree-step, 230 V	1 pz.
LLG09880950	Membrane pump MD 12 NTthree-step, 230 V	1 pz.
LLG09880951	Membrane pump MD 12 NTthree-step, 230 V	1 pz.
LLG09880952	Membrane pump ME 16 NTsingle step, 230	1 pz.
LLG09880953	Membrane pump ME 16 NTsingle step, 230	1 pz.
LLG09880954	Membrane pump MV 10 NTfour-step, 230 V,	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

