

**Bombas de diafragma, aluminio****VACUUBRAND****Bombas de diafragma, aluminio**

-Mejora el rendimiento, aumentan la velocidad de bombeo (hasta 16 m / h) y aumentan el vacío final (hasta 0,5 mbar) en aplicaciones donde se utilizan gases no agresivos, tanto en el laboratorio como en procesos industriales

-Tasa muy baja de fugas debido a las conexiones herméticas de los tubos, ofreciendo un mayor rendimiento - incluso después de usarla durante muchos años. Ideales para aplicaciones analíticas

-Válvulas con una vida útil larga y con un diafragma grande: de FPM altamente flexible, con diafragmas de tejido reforzados dobles para mejorar la estabilidad a largo plazo

-Funcionamiento silencioso y con una vibración ultra baja debido a la unidad compacta del motor patentado. Ideales como componente añadido para equipos analíticos sensibles

-Gracias a las superficies lisas hacen que sean fáciles de limpiar. Solución robusta para numerosas aplicaciones en entornos industriales

El diseño de VARIO® permite controlar el vacío mediante la adaptación precisa y continua de la velocidad del motor de la bomba de diafragma, incluida tanto en la bomba como en el controlador de vacío VACUU-SELECT.

Especificaciones**Entrada de vacío**

Boquilla de tubo de 10 mm: ME4NT, ME4RNT, ME8NT, MZ2NT

KF DN 16: MZ2DNT, MD4NT, MV2NT

Salida de presión

Silenciador: ME4NT, MZ2NT, MZ2DNT, MD4NT, MV2NT

Silenciadores gemelos: ME8NT

Boquilla de tubo: ME4RNT



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09880883 | Diaphragm pump ME 4 NTone-stage, 230 V~ | 1 pz. |
| LLG09880884 | Diaphragm pump ME 4R NTone-stage, 230 V | 1 pz. |
| LLG09880885 | Diaphragm pump ME 8 NTone-stage, 230 V~ | 1 pz. |
| LLG09880886 | Diaphragm pump ME 8 NTone-stage, 230 V~ | 1 pz. |
| LLG09880887 | Diaphragm pump MZ 2 NTtwo-stage, 230 V~ | 1 pz. |
| LLG09880888 | Diaphragm pump MZ 2 NTtwo-stage, 230 V~ | 1 pz. |
| LLG09880889 | Diaphragm pump MZ 2D NTtwo-stage, 230 V | 1 pz. |
| LLG09880890 | Diaphragm pump MD 4 NTthree-stage, 230 | 1 pz. |
| LLG09880891 | Diaphragm pump MD 4 NTthree-stage, 230 | 1 pz. |
| LLG09880892 | Diaphragm pump MV 2 NTfour-stage, 230 V | 1 pz. |
| LLG09880893 | Diaphragm pump MV 2 NTfour-stage, 230 V | 1 pz. |
| LLG09880940 | Membrane pump ME 2 NT230 V~ 50-60 Hzwit | 1 pz. |
| LLG09880949 | Membrane pump MD 12 NTthree-step, 230 V | 1 pz. |
| LLG09880950 | Membrane pump MD 12 NTthree-step, 230 V | 1 pz. |
| LLG09880951 | Membrane pump MD 12 NTthree-step, 230 V | 1 pz. |
| LLG09880952 | Membrane pump ME 16 NTsingle step, 230 | 1 pz. |
| LLG09880953 | Membrane pump ME 16 NTsingle step, 230 | 1 pz. |
| LLG09880954 | Membrane pump MV 10 NTfour-step, 230 V, | 1 pz. |





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

