

**Tubos capilares KIMAX<sup>®</sup> de punto de fusión**

Los tubos capilares son de vidrio de borosilicato. En la mayoría de los métodos para la determinación de los puntos de fusión se especifica un termómetro de inmersión parcial calibrado para 75 mm.



Code	Description	Packaging
LLG06280826	Capillary melting point tubes 100 MM OPE	2000 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

