

**Micropipetas monocanal Acura<sup>®</sup> electro XS 926 / 936, volumen variable**

Los instrumentos motorizados accionados por un microprocesador disponen de un software intuitivo que facilita un acceso rápido a las seis funciones de trabajo y a los distintos volúmenes. Potencias técnicas de medición elevadas y gran resistencia.

**Modo de pipeteado:**

- Modo directo: Aspiración y pipeteado del volumen determinado
- Modo invertido: Aspiración en masa, seguida de dosificación de un volumen determinado
- Modo escalonado: Llenado de la pipeta y funcionamiento por etapas
- Modo de dilución: Aspiración de 2 o 3 volúmenes diferentes para la restitución en un solo tiro
- Modo táctil: "Inicio-paro-inicio" activación lenta para mediciones de líquidos, valoración y llenado de gel
- Modo mezcla: Flujo de líquido "arriba y abajo"

**Propiedades del Acura<sup>®</sup> electro:**

- Ergonomía óptima, peso ligero
- Programa de autoaprendizaje fácil e intuitivo
- Pantalla grande, lectura reversible derecha/izquierda
- Batería de intercambio rápido
- Carga rápida, larga autonomía de trabajo
- Eyector de puntas ajustable que se ajusta a la mayoría de las puntas
- Contador de ciclos de pipeteo
- Módulos volumétricos intercambiables
- Dos años de garantía

**Material de suministro:**

Pipeta electrónica con batería de 4,8 V, instrucciones de funcionamiento y certificado de control de calidad, muestras de puntas de pipeta Qualitix<sup>®</sup>, grasa de silicona



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09411660 | Acura® electro XS 926, micropipette 0,1 | 1 pz.     |
| LLG09411661 | Acura® electro XS 926, Micropipette0,5  | 1 pz.     |
| LLG09411662 | Acura® electro XS 926, micropipette 0,5 | 1 pz.     |
| LLG09411663 | Acura® electro XS 926, micropipette 1 - | 1 pz.     |
| LLG09411664 | v v                                     | 1 pz.     |
| LLG09411665 | Acura® electro XS 926, Micropipette5 -  | 1 pz.     |
| LLG09411666 | Acura® electro XS 926, micropipette 10  | 1 pz.     |
| LLG09411667 | Acura® electro XS 926, Micropipette50 - | 1 pz.     |
| LLG09411680 | Acura® electro 936, macropipette 0,1 -  | 1 pz.     |
| LLG09411681 | Acura® electro 936, macropipette 0,25 - | 1 pz.     |
| LLG09411682 | Acura® electro 936, Macropipette0,5 - 1 | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

