



## Sets de reactivos para la determinación de cloro libre

### Sets de reactivos para la determinación de cloro libre

Para uso con instrumentos Hach. Para determinaciones según al método DPD.  
Las almohadillas de polvo y los recambios para los dispensadores Swiftest cumplen con la EPA.



Code	Description	Packaging
LLG06256966	Reagent Sets for Determination of Free C	1 ud



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

