

**Bandeja refrigerante para DQO****Behr****Bandeja refrigerante para DQO**

La cubeta de refrigeración evita el sobrecalentamiento de las muestras de DQO durante la adición crítica de ácido sulfúrico. Además, se utiliza para enfriar las muestras después de la fase de calentamiento.



Code	Description	Packaging
LLG06051958	Stands for 12 COD air coolers	1 pz.
LLG06052519	Cooling trough for 2 E12/B insert frame	1 pz.
LLG06089903	Cooling trough for E 12/BV insert frame	1 pz.
LLG09920706	Cooling bin KW 6/Nwith attachment and r	1 pz.
LLG09920723	Air-cooler rod LS 6for 6LK1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

