



Embudo dosificador para DQO

Behr

Embudo dosificador para DQO

Los embudos de dosificación para DQO, colocados encima de los recipientes de reacción para DQO, simplifican la adición de ácido sulfúrico a varias muestras simultáneamente.

El embudo de dosificación de DQO, junto con una cubeta de refrigeración y un agitador magnético en serie, aumentan la seguridad y ofrecen un alivio considerable al usuario a la hora de determinar la DQO.



Code	Description	Packaging
LLG09920713	Can funnel DT 30	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

