

**Unidad de Destilación de Vapor S****Behr****Unidad de Destilación de Vapor S**

- Seguridad y fiabilidad ejemplares
- Robusta carcasa de poliuretano
- Tiempo de destilación aprox. 3 min. por muestra
- Límite de detección 0,1 mg N
- Tasa de recuperación >99,5%
- Reproducibilidad $\pm 1\%$
- Capacidad de generación de vapor ajustable del 10% al 100%
- Operación extremadamente simple, controlada por menú de las unidades programables a través de un solo elemento de operación (behr operación de un botón)
- Tiempo de reacción programable
- Interfaz en serie (RS232)
- Monitoreo del nivel de llenado para puede establecer
- Práctico dispositivo de sujeción rápida igualmente adecuado para el analista zurdo.



Code	Description	Packaging
LLG06236005	Canister set KAS 20for S 2, consisting	1 pz.
LLG06270443	Titration module TB 2for connection wit	1 pz.
LLG09843803	Steam destilaltion unit S 5fullz automa	1 pz.
LLG09843813	Steam distillation unit S 2	1 pz.
LLG09843814	Steam distillation unit S1	1 pz.
LLG09843815	Steam distillation unit S3	1 pz.
LLG09843816	Set of 3 canisters 20l, KAS 30for S3, i	1 pz.
LLG09843817	Steam destillation unit S4	1 pz.
LLG09843818	Set of 4 canisters 20l, KAS 40for S4, i	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

