


**Gradillas para tubos, PP****Kartell****Gradillas para tubos, PP**

No flotan. Cuadrícula alfanumérica referenciada en el nivel superior para facilitar la identificación de las muestras. Apilables cuando están vacías. Se pueden usar en congeladores o baños de agua. Se pueden esterilizar en autoclave a 121°C durante 20 minutos.



Code	Description	Packaging
LLG06204134	Tube racks, PP, 24xtubes Ø 30 mm	1 pz
LLG06204936	Tube racks, PP, 60xtubes Ø 16 mm	1 pz
LLG06205109	Tube racks, PP, 60xFor tubes Ø 16 mm	1 pz
LLG06205110	Tube racks, PP, 40xØ20 mm	1 pz
LLG06205483	Universal test tube rack 1 pz	1 pz
LLG06206206	Tube racks, PP, 40 xtubes Ø 20 mm	1 pz
LLG06206305	Tube racks, PP, 60 xtubes Ø 16mm, yellow	1 pz
LLG06206347	Tube racks, PP, 60 xtubes Ø 16 mm, blue	1 pz
LLG06206439	Tube racks, PP, 90xFor tubes Ø 13 mm	1 pz
LLG06207191	universal test tube rackfor 24 tubes, d	1 pz
LLG06224460	universal test tube rackfor 90 tubes, d	1 pz
LLG06224461	universal test tube rackfor 40 tubes, d	1 pz
LLG06236328	Test tube rack, white, PPfor 40 tubes,	1 pz
LLG06236329	Test tube rack, blue, PPfor 40 tubes, h	1 pz
LLG06236330	Test tube rack, yellow, PPfor 40 tubes,	1 pz
LLG06401582	universal test tube rackfor 24 tubes, d	1 pz
LLG07632543	universal test tube rackfor 24 tubes, d	1 pz
LLG09193200	universal test tube rackfor 90 tubes, d	1 pz
LLG09193201	universal test tube rack	1 pz
LLG09193202	Universal test tube rack, redfor 40 tub	1 pz





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

