

**Electrodos de combinación selectiva de iones perfectION**

Mettler-Toledo Online

Electrodos de combinación selectiva de iones perfectION™

Con electrodo de referencia integrado. Limpieza fácil del diafragma entre mediciones con Click & Clear™ (excepto electrodo de Na): presionando la cabeza del electrodo, la solución electrolítica fluye a través del diafragma. El electrolito puede vaciarse y rellenarse fácilmente. Siempre se garantiza un contacto óptimo entre la muestra y la solución electrolítica.

Material de suministro: Sensor con cable de 1,2 m conectado permanentemente con conexión BNC, electrolito de referencia de 60 ml, manual de instrucciones

Material de suministro electrodo Na: Sensor con cabezal enchufable S7, membrana de vidrio con mayor sensibilidad al sodio, electrolito de referencia de 25 ml, instrucciones de funcionamiento



Code	Description	Packaging
LLG06239828	Ionselective electrode perfectIONcombin	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

