

**Accesorio para incubadoras de CO2 serie INCOmed****Módulo confort:**

dos conexiones de gas con acoplamiento rápido, conexión de botella de gas automática (no es posible la combinación con el módulo de O2)

**Módulo higiene:**

zona de trabajo soldada con láser sin fugas, electropulida

**Módulo de comunicación:**

Conector de USB; software "Celsius" para el control y el protocolo de la temperatura, CO2, O2 (en el módulo O2) y humedad relativa; registro interno de la documentación 1024 kB como registro anular para todos los valores teóricos, valores de referencia, errores, ajustes con hora y fecha; protocolo aprox. 3 meses para intervalo de registro de 1 min.; conectores paralelos para toda impresora compatible PCL3

**Módulo CO2:**

margen ampliado de CO2 entre 0 y 20%

**Módulo Premium:**

contiene módulo de confort, de higiene, de comunicación y de CO2 (no es posible la combinación con el módulo O2)

**Módulo O2:**

Regulación de la concentración de oxígeno introduciendo nitrógeno, margen de ajuste 1% hasta 20% de O2

Exactitud de ajuste 0,1%

La combinación del módulo O2 con el módulo confort y el premium no es posible



Code	Description	Packaging
LLG09867707	Additional stainless steel shelf for mod	1 pz.
LLG09867722	RS232-Interface instead of USB	1 pz.
LLG09867750	Execution 40 mm Ø back for ICP, HPP, ICH	1 pz.
LLG09867755	Pressure reducing valve according to DI	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6ª Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

