



Jeringas para el inyector automático de CG de CTC

Trajan Scientific Europe Ltd

Jeringas para el inyector automático de CG de CTC

Jeringas para CTC Analytics CombiPal y GC PAL.

- Con aguja firme o intercambiable
- Dos diámetros distintos (punta de aguja: cónica)
- Reproducibilidad destacada, carryover escaso



Code	Description	Packaging
LLG07671795	Syringe 10F-CTC-5/0.47C 10 µl	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

