



## Frasco Lavaojos oculav NIT<sup>®</sup>

### Frasco Lavaojos oculav NIT<sup>®</sup>

#### Frasco Lavaojos oculav NIT<sup>®</sup>

Listo para el uso. Solución estéril para un lavado inmediato de los ojos, del tejido conjuntivo así como de la piel en el lugar del accidente. La solución tampón neutraliza el efecto de ácidos y bases así el de los gases lacrimógenos.

- De fácil aplicación mediante chorro a presión, facilitando la expulsión de cuerpos extraños
- Resistente a la temperatura, no contaminable y sin mantenimiento, sin cambio de agua
- Aplicable con una sola mano, boquilla lisa y sin rebaba con una boquilla situada debajo para el vaciado
- cierre o tapón de seguridad estanco
- Conforme a DIN EN 15154-4.
- caducidad de 3 años

### Caja oculav NIT<sup>®</sup>

Caja de plástico 260x160x80 mm, naranja con soporte para la pared. Contiene cuatro lavaojos inmediatos oculav NIT<sup>®</sup> y un equipo para heridas oculares (compresas para ojos DuOcul, tiritas, compresas, guantes protectores de un solo uso, parche para el ojo)





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

