

**Cabezales de dispersión para Ultra Turrax[®] T 10 basic****IKA****Cabezales de dispersión para Ultra Turrax[®] T 10 basic**

Cabezales de dispersión, plástico: autoclavables. Cabezales de dispersión, acero inoxidable: Emulsiones de finura final de 1 a 10 μm y suspensiones de 5 a 25 μm , esterilizables por todos los métodos. Las herramientas ST se recomiendan para su uso con tejidos y otros materiales fibrosos.



Code	Description	Packaging
LLG06225477	Dispersing element S 10 N-10 Gfor T 10	1 pz.
LLG06225614	Dispersing element S 10 N-8 Gfor T 10 b	1 pz.
LLG06262140	Plastic dispersing element S 10 D-7 /24	24 pz.
LLG07631964	Dispersing element S 10 N-5 Gfor T 10 b	1 pz.
LLG09570878	Plastic dispersing element S 10 D-7 /24	24 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

