



Micropistilo de PP- EPPI

Micropistilo de PP- EPPI

Para la resuspensión de los gránulos y homogenización en los tubos de ensayo (1,5/2,0 ml, forma exacta). Esterilizables en autoclave. Adecuados para el funcionamiento del homogenizador/motor.



Code	Description	Packaging
LLG09197689	EPPI pestle, PP, for 1,5 ml pack of 1/10	10 pz.
LLG09197690	EPPI pestle for 1,5ml stainless steel/1	1 pz.
LLG09197691	Quick-change chuck for EPPI pestles/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6ª Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

