

**Dispositivo de vaciado, acero inoxidable****Bürkle****Dispositivo de vaciado, acero inoxidable**

El vaciado de los muestreadores de zonas era a menudo una cuestión de paciencia y de mano firme. Ahora es más fácil y rápido con el dispositivo de vaciado de Bürkle. Basta con colocar el muestreador de zonas en el soporte de acero inoxidable, ajustar los embudos a lo largo de las cámaras de muestras y, tras girar el muestreador, los medios fluirán directamente a los contenedores de abajo. Los materiales de calidad aseguran que el dispositivo de vaciado es autoclavable.



Code	Description	Packaging
LLG06236050	Emptying appliance complete	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

