

**Micropipeta multicanal Eppendorf Xplorer[®], volumen variable**

La nueva pipeta electrónica Eppendorf Xplorer[®] establece nuevos estándares en términos de simplicidad, precisión y reproducibilidad.

- Expulsor multifuncional: principio "Up is up and down is down"[™]
- Fácil selección de todas las funciones con el práctico dial de selección
- Opera en el idioma de su elección
- Pantalla a color claramente ordenada
- No hay submenús
- Función de ayuda
- Un innovador balancín: Cuando la punta es expulsada, el pistón vuelve automáticamente a la posición cero
- Las puntas siempre descansan en la misma posición
- El volumen y la velocidad son ajustables de forma precisa y reproducible
- Ajustables a su entorno de trabajo y a sus necesidades
- Incluyen un adaptador de carga de 230V/50Hz. La pipeta puede cargarse directamente con el adaptador de carga. Además, el adaptador de carga también se puede utilizar con el soporte cargador opcional (código 9.283 254) que sujeta la pipeta de forma segura mientras se carga.



Code	Description	Packaging
LLG09283246	Xplorer® 8-channel pipettor5 - 10 µl, m	1 pz.
LLG09283247	Xplorer® 12-channel pipettor5 - 10 µl,	1 pz.
LLG09283248	Xplorer® 8-channel pipettor5 - 100 µl,	1 pz.
LLG09283249	Xplorer® 12-channel pipettor5 - 100 µl,	1 pz.
LLG09283250	Xplorer® 8-channel pipettor15 - 300 µl,	1 pz.
LLG09283251	Xplorer® 12-channel pipettor15 - 300 µl	1 pz.
LLG09283252	Xplorer® 8-channel pipettor50 - 1200 µl	1 pz.
LLG09283257	Xplorer® 12-channel pipette50 - 1200 µl	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

