



## Jeringas de microlitros C-Line para inyectores automáticos PAL

### Jeringas de microlitros C-Line para inyectores automáticos PAL

Estilo de punta 2 (pst2): punta de aguja sin núcleo biselada de 12° recomendada para la penetración del septo. Ideal para aplicaciones de cromatografía de gases.

Estilo de punta 3 (pst3): Punta de aguja roma (90°) para usar con válvulas de inyección HPLC. También se recomienda para aplicaciones en las que se requiere una dosificación exacta (por ejemplo, cromatógrafos de capa fina).

Estilo de punta 4 (pst4): Punta de aguja biselada de 10-12° recomendada para aplicaciones de ciencias de la vida; punta afilada para inyección en animales.

Estilo de punta 5 (pst5): Aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septos, vinilos de capa fina y plásticos sin sacar el núcleo; minimiza el daño del septo

Estilo de punta AS (pstAS): Punta de aguja especial de estilo cónico (8° de conicidad) diseñada para soportar las demandas de múltiples inyecciones; usada exclusivamente en jeringas de auto muestreo GC

Con agujas fijas (FN).

Longitud aguja: 51 mm



Code	Description	Packaging
LLG06200686	Microsyringe for HPLC, 700 Slim Line	1 pz
LLG06200903	Microsyringe for HPLC, 1700, 25 µl, 22s	1 pz
LLG06236085	Syringe 1702 N CTC (22s/51/3) Slim Line,	1 pz
LLG06803417	Syringe 1725 N CTC (22/51/3) 250 µl	1 pz
LLG07200498	Syringe 1710 N CTC (22s/51/3) Slim Line,	1 pz
LLG07210113	Szringe 1001 CTC (22/51/3) 1000 µl	1 pz
LLG07210114	Szringe 1002 CTC (22/51/3) 2500 µl	1 pz
LLG09221051	Syringe 1750 N CTC (22/51/3) Slim Line,	1 pz
LLG09221052	Syringe 1701 N CTC (22s/51/3) Slim Line,	1 pz
LLG09221053	Szringe 1005 CTC (22/51/3) 5000 µl	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

