

**Mortero LLG, porcelana****LLG Labware****Mortero LLG, porcelana**

Según la norma DIN 12906. Adecuado para facilitar la molienda, trituración o aplastamiento del material molido durante la preparación de la muestra. Con un práctico pico.

Pedir el pistilo por separado.



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG06227149 | LLG-Mortar 70ml, Porcellaineinside roug | 1 pz      |
| LLG06227289 | LLG-Mörser 110ml, porcellaineinside gla | 1 pz      |
| LLG06232577 | LLG-Mörser 110ml, porcellaineinside rou | 1 pz      |
| LLG06234591 | LLG-Mortar 220ml, porcellaineinside gla | 1 pz      |
| LLG06243865 | LLG-Mortar 160ml, porcellaineinside rou | 1 pz      |
| LLG06252383 | LLG-Mortar 2250ml, porcellaineinside ro | 1 pz      |
| LLG09164410 | LLG-Mortar 25ml, porcellaineinside roug | 1 pz      |
| LLG09164411 | LLG-Mortar 75ml, porcellaineinside roug | 1 pz      |
| LLG09164412 | LLG-Mortar 220ml, porcellaineinside rou | 1 pz      |
| LLG09164413 | LLG-Mortar 400ml, porcellaineinside rou | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5ª Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

